




## 英國製各式加熱溫控平台





THMS600/THMS600E 加熱平台  
(適用溫度:-196 ~ +600 ° C)




THMS600PS 壓力測試加熱平台  
(適用溫度:-196 ~ +600 ° C)



THMS350V 抽真空溫控台  
HFS350EV-PB4 探針抽真空低溫加熱平台  
(適用溫度:-196 ~ +350 ° C)



LTS420/LTS120 液晶大面積溫控台  
(適用溫度: -196 ~ +420 ° C)  
(適用溫度: -40 ~ +120 ° C)



CSS450 低溫流變溫控台  
(適用溫度: -196 ~ +450 ° C)



TS1500V 高溫抽真空溫控台  
(適用溫度: 室溫 ~ +1500 ° C)



PE100 倒立顯微鏡溫控台  
 (適用溫度:  $-10 \sim +99^{\circ}\text{C}$ )  
 適用品牌:Olympus、Nikon、Zeiss、Leica



P120 倒立、正立顯微鏡溫控台  
 (適用溫度:  $-25 \sim +120^{\circ}\text{C}$ )  
 適用品牌:Olympus、Nikon、Zeiss、Leica




Link software and modules



FTIR600 紅外線光譜儀溫控台  
 (適用溫度:  $-196 \sim +600^{\circ}\text{C}$ )



Linkam MFS Stage 拉伸平台  
 (適用溫度:  $-196 \sim +350^{\circ}\text{C}$ )



MFS 夾具可以更改，以適應各種樣品類型

LINKAM



T96-溫控面板/ LNP96-液態氮冷卻系統



RH95-濕度控制器



ECP-水循環系統

台灣區授權代理：



萊得科技有限公司 Leader Scientific

地址：新北市新店區中興路一段 270 巷 8 號 1 樓  
電話：(02) 8665-4486 傳真：(02) 2913-0886  
網址：www.leader-s.com.tw



若需更多其他用途的溫控台，請至 Linkam 官網索取 <https://www.linkam.co.uk/>